

Wittys blaue Sandy

Desinfektions-Reiniger

Mit Wittys blauer Sandy reinigen und desinfizieren Sie gründlich und schnell alle wasserfesten Flächen und Geräte. Der materialverträgliche Desinfektions-Reiniger wirkt gegen Salmonellen, MRSA, MRGN und Noroviren.



- Zuverlässig und schnell wirksam
- Für die moderne Küchenhygiene
- Verbesserte Rezeptur

Vorteile

1. Wittys blaue Sandy **erfüllt die hohen Hygieneansprüche** in Küche und Hauswirtschaft.
2. Es ist nachweislich wirksam gegen **Salmonellen, MRSA, MRGN** sowie **Influenza- und Noroviren**.
3. Mit Wittys blauer Sandy desinfizieren Sie wasserfeste Oberflächen, Geräte, Fußböden und Fliesen besonders **zeitsparend und wirtschaftlich**. Ab einer Einsatzkonzentration von nur 0,25 % bekämpfen Sie in 15 Minuten zuverlässig Bakterien, Hefen und behüllte Viren.
4. Mit unserer **optimierten Rezeptur** erzielen wir eine **gesteigerte Wirksamkeit**, eine **verbesserte Reinigungswirkung** und **minimieren** gleichzeitig mögliche **Reizungen**.
5. Der aldehydfreie Desinfektionsreiniger ist **besonders materialverträglich** und kann auf allen gängigen Oberflächen in Großküchen eingesetzt werden.

Witty-SANDY bietet aus einer Hand alles, was Sie für Ihre professionelle Reinigung benötigen. Ein genial einfaches Farbsystem, wirksame Intensivkonzentrate, innovative Dosier Technik und bewährten Witty-Service. Einfach, wirtschaftlich und sicher.

Anwendung

Stellen Sie mit der Sandy-Dosierstation eine Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration her. Mit der frisch hergestellten Lösung und sauberen Hilfsmitteln gut feucht wischen und die Einwirkzeit beachten. Nach ca. 50 m² Schmutzwasser wechseln.

Unsere Empfehlung für die routinemäßige Wischdesinfektion auf niedrig belasteten Bereichen:

- 0,25% / 15 min. - 0,5% / 5 min.

Auf hoch belasteten Bereichen:

- 0,75% / 15 min. - 1% / 5 min.

Flächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach entsprechender Einwirkzeit mit Trinkwasser abspülen.

Desinfektionsreiniger sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Lagerung

Kühl und verschlossen im Originalgebinde, außer Reichweite von Unbefugten.

Verkaufseinheiten

4 x 2,5 l Mehrweg-Gebinde im Karton

Art.-Nr. W1293910



Prüfung	Prüfmethode	niedrige Belastung	hohe Belastung
Bakterizidie	EN 1276	0,1% / 15 min. - 0,5% / 5 min.	0,5% / 15 min. - 1% / 5 min.
Levurozidie	EN 1650	0,1% / 5 min.	0,1% / 15 min. - 0,5% / 5 min.
Bakterizidie und Levurozidie	EN 13697	0,25% / 15 min. - 0,5% / 5 min.	0,5% / 15 min. - 1% / 5 min.
Bakterizidie und Levurozidie	EN 16615		0,5% / 15 min. - 1% / 5 min.
Begrenzt viruzid	EN 14476	0,25% / 15 min. - 0,5% / 5 min.	0,75% / 15 min. - 1% / 5 min.
Murines Norovirus	EN 14476	0,5% / 30 min.	1% / 120 min.
Begrenzt viruzid	EN 16777	1% / 30 min. - 1,5% / 15 min.	
Murines Norovirus	EN 16777	0,5% / 120 min. - 1% / 60 min.	

Erfolgreich mit den Lösungen von Witty

Wir sind die Spezialisten rund um Hygiene. Unsere kompetenten Fachberater beraten Sie vor Ort und sorgen dafür, dass Sie immer die richtigen Produkte einsetzen und vor allem auch richtig anwenden.

Tipp:

- **Sicherheitsdatenblätter**
- **Betriebsanweisungen**
- **Bedienungsanleitungen**

zu unseren Produkten finden Sie in mein.Shop - Produkte unter www.witty.eu.

Alles aus einer Hand: Witty-CTS plus

CTS
PLUS
CHEMIE
TECHNIK
SERVICE

Eine wirtschaftliche Gesamtlösung zu einer festen Monatspauschale. Wäre das was für Sie? Mit Witty-CTS plus können Sie flexibel aus unserem Leistungspaket auswählen und werden optimal von unseren Hygieneexperten und dem technischen Service betreut.

CTS plus: So geht Hygiene!

Witty GmbH & Co. KG
Herrenrothstraße 12 - 16
D-86424 Dinkelscherben

Tel. +49 (0) 8292/999-0
Fax +49 (0) 8292/999-200
info@witty.de • www.witty.eu

Witty-Austria GmbH & Co. KG
Metzgerstraße 54 • A-5020 Salzburg-Bergheim
Tel. +43 (0) 662/42 41 48 • info@witty.at

Witty Vertriebs- und Controlling GmbH
Kasernenstrasse 88 a • CH-9100 Herisau
Tel. +41 (0) 71 /344 95 64 • info@witty.ch

Damit Sie es leichter haben.

Witty